



ITM

Servicios e insumos tecnológicos
para la movilidad

GRIZZLY:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,40m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel Anteriores de 19 cm y Posteriores de 30cm., freno por pedal. Butaca reversible, con sistema CREZCO CONTIGO regulable y de postura con Reclinación a 180° y Sistema TILT Basculante de 0° a 45°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg. y Mesa didactica incluidos.

Accesorios Opcionales: Protector de lluvia, Bolso Maternal, Mosquitero, Protector piesero para él frio y Guantes para acompañamiento.

Marca: MyWam // Modelo: GRIZZLY // Origen: Polonia // Garantia: 1 año

