



ITM

Servicios e insumos tecnológicos
para la movilidad

MOUSE:

Silla de Paseo y Postura infantil hasta 1,10m., con chasis de aluminio 7020 ultra compacto y fácil de armado-desarmado, con amortiguación y extracción de las cuatro ruedas. Ruedas de gel, Anteriores de 23 cm y Posteriores de 30 cm., freno por pedal. Butaca reversible de postura con Reclinación a 180° y Sistema TILT Basculante de 8° a 23°; controles de tronco, cadera y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables y elevables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Reductor de tamaño, capota para el sol, bolso porta objetos hasta 5kg. y mesa didáctica incluidos.

Accesorios Opcionales: Protector de lluvia, Bolso Maternal, Mosquitero, Protector piesero para él frío y Guantes para acompañamiento.

Marca: MyWam // Modelo: MOUSE // Origen: Polonia // Garantía: 1 año

