



# ITM

Servicios e insumos tecnológicos  
para la movilidad

## **PEGAZ:**

Silla de Paseo infantil de 80 a 1,40 m., con chasis de aluminio y acero ultra compacto liviano tipo paraguas, Ruedas de gel de 19 cm. y freno individual a pedal. Sistema de amortiguacion en las 4 ruedas. Respaldo reclinable en 2 puntos, tilt fijo en 8° ; Sistema CREZCO CONTIGO regulable y cinturón de seguridad 5 puntos. Apoya pies regulables. Apoya cabeza ajustable. Manija de acompañamiento. Almohadillas laterales. Capota para el sol, bolso porta objetos hasta 2 kg y Mesa didáctica.

Accesorios Opcionales: Protector de lluvia, Bolso Maternal y Mosquitero y Protector piesero para él frío.

**Marca: MyWam // Modelo: PEGAZ // Origen: Polonia // Garantía: 1 año**

