



Modelo Orden Medica AURELKA

Un par de zapatos ortopédicos con distintos tipos de cierre de abrojo, cierre de hebilla, cierre de cordones, cierre de cremallera y BOA.

Confeccionados en cuero natural suaves, flexibles, y transpirables, sin costuras internas.

Correcciones en la suela y en la plantilla, inalterando la parte superior del calzado.

Tacón de Thomas incorporado, contrafuertes rígidos de altura variable.

Estabilizadores latero-internos y externos.

Diagnóstico, prueba, modificaciones y entrega a cargo de técnico especializado y autorizado.

Seguimiento de evolución.